

Manuel pour les membres supérieurs et inférieurs électriques

Précautions de sécurité

Avant d'utiliser le mini vélo électrique, veuillez lire attentivement les instructions et faire attention aux points suivants :

1. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 12 ans ne doivent pas utiliser ce produit
2. Pendant le traitement médical, veuillez consulter le médecin avant utilisation ;
3. Si vous ressentez une gêne pendant l'utilisation, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement ;
4. Lorsque vous n'utilisez pas ce produit, assurez-vous de retirer la fiche d'alimentation ;
5. Veuillez ne pas démonter et déboguer sans autorisation ;
6. Ne touchez pas la fiche branchée lorsque vos mains ne sont pas sèches ;
7. N'utilisez pas de câbles d'alimentation, de fiches et de prises usés ;
8. N'utilisez pas ce produit dans un environnement à haute température et humide ;
9. Ne placez pas le produit à la lumière directe du soleil ou dans un endroit humide pendant une longue période ;
10. Ne placez pas d'objets lourds sur le produit ;
11. N'insérez pas d'objets en forme d'aiguilles ;
12. La bonne façon d'utiliser ce produit est d'exercer les jambes ou les bras. La machine amènera les utilisateurs à effectuer des mouvements physiques des jambes ou des bras. La résistance forcée ou le mouvement inverse avec une force externe sont interdits ;
13. Un entraînement actif peut être effectué lorsque la machine est à l'arrêt ;
14. Il n'est pas conseillé aux personnes ayant des antécédents d'hypertension d'utiliser ce produit pendant une longue période. Consultez ou suivez un avis médical si nécessaire.

Paramètres techniques:

Tension nominale: 220 V

Fréquence nominale: 50HZ

Puissance nominale : 70 W

Charge nominale: 120 kg


Instructions d'installation:

Étape 1 : Installez deux tuyaux de pied et faites attention à la stabilité des tuyaux de pied.



Étape 2 : Installez les pédales gauche et droite et les rampes gauche et droite, face à la machine, installez les repose-pieds « L » et les rampes « L » sur la manivelle gauche, ainsi que les pédales « R » et les rampes « R » sur la

manivelle droite. Les fils de "L" et "R" sont différents. Veuillez vérifier et réinstaller. Une installation forcée endommagera les filetages.



Étape 3 : Ajustez la hauteur de la colonne selon vos propres besoins.



Description de la fonction

1. Appuyez brièvement sur le bouton « Sync », puis appuyez sur le bouton « Hand Power » et sur le bouton « Foot Power », les mains et les pieds commencent à bouger de manière synchrone. Appuyez sur la touche "+" pour accélérer les mains et les pieds en même temps, appuyez sur la touche "-" pour ralentir les mains et les pieds en même temps, appuyez sur la touche "mains avant et arrière", les mains et les pieds inverser en même temps. Remarque : La fonction de synchronisation ne peut être activée que lorsque le moteur est arrêté.

2. Fonction motrice séparée des mains et des pieds, même fonction motrice des mains et des pieds. (La fonction du mouvement de la main est décrite ci-dessous)

(1) L'état initial est le mode passif et l'indicateur « Vitesse/Résistance » s'allume.

Appuyez sur le bouton « Hand Power », le voyant « Vitesse/Résistance » s'allumera et le moteur commencera à fonctionner.

Appuyez brièvement sur la touche « Main positive et négative », la vitesse ralentira, s'arrêtera une seconde avant de changer de direction.

Appuyez sur le bouton « Mode » de la main pour passer à « Vitesse/Résistance », l'indicateur de vitesse s'allumera et l'écran affichera la vitesse. Appuyez sur les touches "+" et "-" pour régler la vitesse. Passez à « Heure », l'indicateur de temps s'allumera et l'écran affichera l'heure. Appuyez sur "+" et "-" pour régler l'heure, et l'heure augmentera de 5 minutes à chaque pression, jusqu'à 30 minutes. Passez à « Distance », le tube numérique affiche la distance, la touche d'ajout et de soustraction n'est pas valide. APPUYEZ brièvement sur la touche « Accélération manuelle » : réglez la vitesse en mode passif, appuyez sur la touche « + » pour augmenter la vitesse, la vitesse maximale est de 12 vitesses.

Appuyez brièvement sur le bouton « Décélération manuelle » : réglez la vitesse en mode passif, appuyez sur le bouton « - » pour réduire la vitesse, la vitesse minimale est de 1 vitesse.

Fonction anti-spasme : La machine s'arrête de bouger après un blocage de 3 secondes.

(2) Lorsque l'alimentation électrique de la main ou du pied est coupée, appuyez sur la touche « Mode », le voyant « actif et passif » est éteint et le « voyant vitesse/résistance » est allumé, puis le mode de mouvement actif s'allumera. être saisi.

Réglez la résistance en mode actif, appuyez sur "+" pour augmenter la résistance, la résistance la plus élevée est la 7ème vitesse.

Réglez la résistance en mode actif, appuyez sur "-" pour réduire la résistance, la résistance la plus basse est 1 vitesse.

Contact US

www.physiostore.ca

22635 Komoka Road, Komoka, Ontario, Canada N0L 1R0

Toll Free Tel: 844-939 6333